

## ДОКАЗАННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

- Устранение болевого синдрома.
- Противовоспалительный эффект.
- Ускорение регенерации тканей.
- Снижение отечности.
- Расслабление мышц.
- Улучшение функциональности суставов.



Курс лечения: 5-10 процедур.  
Длительность, интенсивность зависят от характера заболевания и применения дополнительных методов лечения.

Продолжительность сеанса: 10-20 минут.


## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

1. Хронические или острые боли в спине.
2. Боли в суставах.
3. Травмы мягких тканей.
4. Спортивные травмы.
5. Мышечные спазмы.
6. Реабилитация после операций.
7. Посттравматический синдром.
8. Проблемы с кровообращением.
9. Невралгия.
10. Профилактика обострений.



### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

онкология, геморрагические язвы и предрасположенность к кровотечениям, открытые раны, острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), кардиостимуляторы, металлические протезы, имплантанты, беременность



Медицинский центр  
доктора Вихлянцева



📍 Россия, г. Тюмень  
ул. Широтная, 167/8

🕒 Режим работы:  
ежедневно с 10<sup>00</sup> до 20<sup>00</sup>

📞 8 (3452) 398-708

💬 +7 (932) 470-97-99

🌐 dobruki.ru

VK <https://vk.com/dobyeruki>

✉️ dobruk17@mail.ru

## НАПРАВЛЕННАЯ КОНТАКТНАЯ ДИАТЕРМИЯ (ТЕКАР/TR - терапия):

высокочастотная электромагнитная  
волна для расслабления мышц  
и купирования боли

Одна из самых приятных  
процедур Медцентра



## Дорогие пациенты!

TR-терапия (ТЕКАР) или контактная диатермия - это инновационный физиотерапевтический метод, основанный на высокочастотных токах. Метод успешно применяется в ведущих медицинских центрах Европы и России для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Суть контактной диатермии заключается в воздействии высокочастотного электрического тока на ткани организма, что приводит к их направленному, глубокому и равномерному нагреванию.

Этот процесс активизирует кровообращение и лимфоотток, ускоряет метаболические процессы, улучшает

питание тканей и способствует их восстановлению.

TR-терапия обладает выраженным обезболивающим, противовоспалительным и расслабляющим эффектом. Она способствует снятию мышечного напряжения, улучшению подвижности суставов и уменьшению отёков.

Высокочастотный электрический ток равномерно и прицельно распределяется с помощью специальных электродов на проблемных зонах. Вы ощутите приятное тепло, проникающее глубоко в ткани.

Метод подходит для широкого круга пациентов:

- Тем, кто испытывает дискомфорт от ручного массажа. TR-терапия не требует усиленного физического воздействия на ткани и может быть отличной альтернативой массажу.
- Тем, кто стремится усилить эффект от других методов лечения и реабилитации.
- Процедура прекрасно сочетается с массажем и другим физиотерапевтическим лечением Медцентра, усиливая их положительное воздействие.
- Пациентам с противопоказаниями к другим видам лечения.
- Метод безопасен и может быть применен у пациентов с сопутствующими заболеваниями.



6 500+ вылеченных пациентов из 90+ населенных пунктов 21 региона России

\*  
ТОП-10 лучших частных клиник по мнению медсервиса "ПроДокторов"

\*  
В.А. Вихлянцев - лучший невролог Тюменской области по мнению медсервиса "ПроДокторов"

\*  
Медаль "За заслуги в области здравоохранения"

\*  
640+ положительных отзывов

Пройдя курс TR-терапии, Вы почувствуете облегчение, улучшение качества жизни и значительное ускорение восстановительных процессов в организме.

Наши пациенты называют процедуру одной из самых приятных в Медцентре.

С уважением,  
главный врач  
Медицинского центра,  
кандидат медицинских наук, невролог,  
отличник здравоохранения России

Виктор Анатольевич  
Вихлянцев

Основные методы лечения Медцентра:

- магнитотерапия высокой интенсивности,
- ТЕКАР (TR) - терапия (контактная диатермия),
- лазеротерапия высокой интенсивности,
- инъекционная карбокситерапия,
- ударно-волновая терапия (УВТ),
- локальная воздушная криотерапия,
- все виды лечебного массажа,
- электростатический массаж,
- тейпирование.